

E9

Conectado e intuitivo, la esterilización hecha a medida



Autoclave de clase B inmediato, eficiente y fiable que permite la gestión completa y conectada de los datos de esterilización, gracias a los mejores sistemas de trazabilidad digital y en papel. Su interfaz intuitiva, con pantalla a color de 4,3", simplifica y agiliza las tareas diarias.

E9 ofrece la posibilidad de seleccionar cinco ciclos diferentes de tipo B y, tras introducir una contraseña, utilizar dos ciclos de tipo S y N. Además de los ciclos también permite programar las pruebas de verificación, para aprovechar mejor el tiempo útil.

Gracias a la tarjeta SD y la conexión Ethernet incluidas, todos los datos del ciclo se pueden transferir y gestionar cómodamente en un ordenador con el software gratuito E-Memory. Además, la trazabilidad digital se puede completar a través del WiFi opcional. También se pueden instalar en cualquier momento tres tipos diferentes de impresoras opcionales para imprimir comprobantes o etiquetas térmicas con datos o códigos de barras.

Los sistemas de control y las funciones avanzadas comunes a todos los autoclaves Euronda Pro System garantizan la seguridad de los procesos y los resultados a lo largo del tiempo.

Accesorios incluidos

Portabandejas estándar y cinco bandejas, tubos de vaciado, esponja, asa para extracción de la bandeja, asa para ajustar la puerta, embudo.



Clasificación

Producto Sanitario de Clase IIb



Dimensiones

46 x 43,5 x 61 cm
(l x al. x an.)



Peso

47,5 kg (máquina vacía con portabandejas y bandejas)



Capacidad de la cámara

24 L



Tensión de alimentación

230 V | 50/60 Hz

Potencia absorbida

2300 W



Consumo de agua

0,3 L



Conectividad

Incluidos: Ethernet, tarjeta SD, software E-Memory y E-Data
Opcional: WiFi



CE Ref

SSUT\24L2023



Intuitivo

E9 se ha desarrollado para facilitar y agilizar las tareas cotidianas. Su pantalla táctil de 4,3", con iconos claros y básicos, simplifica la navegación para tener un control inmediato y completo.



Funcional

E9, meticulosamente diseñado para funcionar de la mejor forma durante mucho tiempo, optimiza procedimientos y consumos, prestando especial atención a agilizar las intervenciones de mantenimiento.



Conectado

Los datos de esterilización pueden guardarse en una tarjeta SD y transferirse a un ordenador mediante conexión Ethernet de serie o wifi opcional. El software E-Memory permite almacenar y gestionar los datos de forma sencilla e inmediata.



Completo

El autoclave E9 ofrece todo lo que una clínica necesita: una interfaz fácil de usar, un sistema de trazabilidad ampliable, un rendimiento sin concesiones y una fiabilidad garantizada a lo largo del tiempo.

